

HUMAN

Target Values

BioRad Lyphocheck Immunoassay Plus Control

REF 370, **LOT** 40320 Level 1 - 3  2018-05-31

REF		Units Einheiten Unitades Unités	Target Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Range Bereich Rango Marge	Target Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Range Bereich Rango Marge	Target Sollwert Valor meta Valeur souhaitée	Range Bereich Rango Marge
HUMAN Hormones & Tumor Markers								
			Level 1 - 40321		Level 2 - 40322		Level 3 - 40323	
52010	AFP	ng/ml	17,6	11,8 - 23,4	96,83	64,9 - 129	194	130 - 258
52020	CEA	ng/ml	1,64	1,10 - 2,18	13,28	8,90 - 17,7	21,5	14,4 - 28,6
55050	Cortisol	ng/ml	34,6	22,1 - 47,0	208,3	133 - 283	347,6	222 - 473
55060	DHEA-S	µg/ml	0,45	0,25 - 0,66	1,24	0,68 - 1,79	4,23	2,33 - 6,13
55030	Estradiol	pg/ml	190	107 - 274	421,3	236 - 607	701,9	393 - 1011
55040	Estriol	ng/ml	2,00	1,10 - 2,90	5,77	3,18 - 8,37	13,2	7,24 - 19,1
52035	fPSA	ng/ml	0,27	0,18 - 0,36	1,46	0,98 - 1,94	*	-
53020	FSH	IU/l	8,46	5,67 - 11,25	18,3	12,2 - 24,3	37,8	25,3 - 50,3
54015	fT3	pg/ml	2,43	1,63 - 3,23	4,67	3,13 - 6,22	7,48	5,01 - 9,95
54025	fT4	ng/dl	0,85	0,57 - 1,13	2,08	1,40 - 2,77	3,12	2,09 - 4,14
53040	hCG	IU/l	6,06	4,06 - 8,06	22,0	14,8 - 29,3	*	-
53010	LH	IU/l	1,43	0,96 - 1,90	19,6	13,1 - 26,0	53,7	36,0 - 71,4
53030	Progesterone	ng/ml	0,77	0,42 - 1,12	8,63	4,75 - 12,5	24,8	13,7 - 36,0
55020	Prolactin	ng/ml	6,06	4,06 - 8,06	19,2	12,9 - 25,6	40,5	27,1 - 53,9
52030	PSA	ng/ml	0,56	0,36 - 0,76	3,87	2,71 - 5,03	25,9	18,1 - 33,7
54010	T3	ng/ml	1,01	0,68 - 1,35	2,11	1,41 - 2,80	3,36	2,25 - 4,47
54020	T4	µg/dl	5,11	3,43 - 6,80	10,4	6,95 - 13,8	14,05	9,4 - 18,7
55010	Testosterone	ng/ml	1,98	1,15 - 2,81	5,73	3,33 - 8,14	9,53	5,53 - 13,5
54030	TSH	mIU/l	0,32	0,19 - 0,45	5,86	4,10 - 7,62	*	-

* Control is not suitable for this parameter as the target value is out of the linearity range of the test.

