

KT6610 Contador Hematológico



CARACTERÍSTICAS

Principio	Clasificador de células por láser multi dimensional, método de impedancia y colorimetría por reactivo libre de cianuro
Parámetros (29)	WBC, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
Histogramas	2
Dispersión	4
Capacidad de trabajo	60 pruebas / hora
Reactivos	Diluyente, diferencial, detergente, lisante
Modo de prueba	Sangre completa y prediluida
Volumen de muestra	20 µl
Almacenamiento de datos	Más de 60,000 resultados con histograma
Pantalla	Táctil
Mantenimiento	Bajo
Sistema	Amigable de fácil uso
País de origen	China

