

URIT 3000 VET PLUS



 **URIT MEDICAL**

Contador Hematológico

CARACTERÍSTICAS

Principio	Método de impedancia y colorimetría con reactivo libre de cianuro
Especies	Perro, gato, caballo, cerdo, vaca, búfalo, conejo, rata, ratón, oveja, cabra, camello y 3 libres para definición del usuario
Parámetros (21)	WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
Histogramas	3
Capacidad de trabajo	60 pruebas / hora
Reactivos	Diluyente, detergente, lisante
Modo de prueba	Sangre completa y prediluida
Volumen de muestra	10 µl
Almacenamiento de datos	Más de 100,000 resultados con histograma
Impresora	Térmica interna
Pantalla	LCD a color
Dimensiones	530 * 330 * 460 mm, 28 kg
Mantenimiento	Bajo
Sistema	Amigable de fácil uso, pantalla LCD con teclado externo y mouse