

## URIT 5160 VET



### Contador Hematológico

#### CARACTERÍSTICAS

Principio	Clasificador de células por láser multi dimensional, método de impedancia y colorimetría por reactivo libre de cianuro
Especies	Perro, gato, caballo, cerdo, vaca, búfalo, conejo, rata, ratón, oveja, cabra, camello y 3 libres para definición del usuario
Parámetros (34)	WBC, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, RET%, RET_ABS, IRF, Próximamente: NRBC#, NRBC%, ALY#, ALY%, LIC#, LIC%
Histogramas	2
Dispersión	2
Capacidad de trabajo	60 pruebas / hora
Reactivos	Diluyente, diferencial, detergente, lisante
Modo de prueba	Sangre completa y prediluida
Volumen de muestra	20 µl
Almacenamiento de datos	Más de 200,000 resultados con histograma
Pantalla	Táctil
Dimensiones	490 * 332* 459 mm, 35 kg
Mantenimiento	Bajo
Sistema	Amigable de fácil uso